

KRUUSE Nahtmaterial exklusiv bei PRO ZÖON

KRUUSE Sacryl Rapid



KRUUSE Sacryl Rapid

Polyfil, geflochten: Sicheres Knoten, sehr flexibles Nahtmaterial, leichte Handhabung

Beschichtung: leichter Gewebedurchzug, einfaches und sicheres Knoten

Bestrahlung: Bestrahlung mit gamma Strahlen zur Beschleunigung der Fadenauflösung

Resorption: durch Hydrolyse

KRUUSE Sacryl Rapid ist ein polyfiler synthetischer, beschichteter Faden der aus Polyglactin 910 besteht.

KRUUSE Sacryl Rapid erfüllt alle Anforderungen des amerikanischen und des europäischen Arzneibuches an synthetisches resorbierbares Fadenmaterial.

Da der Faden schnell an Reißfestigkeit verliert, sollte er nicht bei Operationen eingesetzt werden, bei denen die Naht unter einer hohen Spannung steht, wie z.B. an kardiovaskulärem Gewebe und Muskulatur oder wo eine stabile Naht auch nach 7 Tagen erforderlich ist.

Der schnelle Verlust der Reißfestigkeit ist bedingt durch die gamma Bestrahlung dieses Fadenmaterials.

Resorption: auflösend

- Vollständige Auflösung nach ungefähr 20 Tagen
- Resorption durch Hydrolyse

Chemische Zusammensetzung

- KRUUSE Sacryl Rapid besteht aus Polyglactin 910 (Copolymer aus 90% Glycolid und 10% L-Lactid)

Reißfestigkeit:

- Noch 55% nach 5 Tagen
- 0% nach 10- 14 Tagen
- Vollständige Auflösung nach ungefähr 45 Tagen

Farbe

- ungefärbt

Indikationen:

KRUUSE Sacryl Rapid wird für folgende Nahtanforderungen empfohlen: leichter Gewebezusammenhalt mit schnell resorbierbarem Nahtmaterial:

- Oberflächliche Hautwunden, intra- und subkutan
- Ophthalmologie : Konjunktivnähte
- Nähte in der Maulhöhle
- Episiotomien

Kontraindikationen:

- Länger dauernde Nahtfestigkeit

Fadenstärken:

- USP 5-0 bis 3-0
- EP 1 - 2

Sterilisationsmethode:


- EO

Packungsgrößen:

- Packungen mit 18 Peelpacks



KRUUSE Sacryl Rapid

| Nadelform | Nadel-länge | USP | EP | Länge in cm | Farbe des Fadens | Packungsgröße | Kat. Nr. | TEP |
|--|-------------|-----|-----|-------------|------------------|---------------|----------|---------|
| 3/8 Kreis schneidende Nadel  | 19 | 5-0 | 1 | 45 | Ungefärbt | 18 | 152352 | € 71,45 |
| | 19 | 4-0 | 1.5 | 45 | Ungefärbt | 18 | 152351 | € 71,45 |
| | 24 | 3-0 | 2 | 70 | Ungefärbt | 18 | 152350 | € 71,45 |

LOXICOM NSAR

aus der Oxycam-Gruppe mit

- analgetischer
- antiexsudativer und
- antiinflammatorischer Wirksamkeit
- alle *Darreichungsformen* und *Stärken:*

*Suspensionen 0,5mg u 1,5mg
Injektion 5mg und Kautablette 2,5mg*

Injektionslösung für Hunde & Katzen 5 mg/ml
20 ml Flasche

Dosis Hund: 0,2 mg/kg – Dosis Katze: 0,3 mg/kg

Orale Suspension für Hunde 1,5 mg/ml
10 ml Flasche, 32 ml Flasche, 100 ml Flasche

Dosis: 0,1 mg/kg (initial: 0,2 mg/kg)

Orale Suspension für Hunde 0,5 mg/ml
15 ml Flasche | Dosis: 0,1 mg/kg (initial: 0,2 mg/kg)

Orale Suspension für Katzen 0,5 mg/ml
5ml; 15 ml Flasche

Dosis: 0,05mg/kg (initial: 0,1 mg/kg)

Kautablette für Hunde 2,5 mg/Tab.

100 Stk.-, 500 Stk.-Packung

Dosis: 1 Kau-Tablette je 25 kg KGW



Loxicom 5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen | Zusammensetzung: 1 ml enthält 5 mg Meloxicam. Sonstige Bestandteile: Ethanol, Meglumin, Glycerin, Poloxamer 188, Natriumchlorid, alpha-Hydro-omega-[(oxolan-2-yl)methoxy]oligo(oxyethylen)-(1-3), Natriumhydroxid, Salzsäure 36%, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Hunde: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates. Reduktion von postoperativen Schmerzen und Entzündungen nach orthopädischen Eingriffen und Weichteiloperationen. Katzen: Reduktion von postoperativen Schmerzen nach Ovariectomie und leichteren Weichteiloperationen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen und Hämorrhagien, Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren und Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Tieren unter 6 Wochen und Katzen mit einem Gewicht unter 2 kg. Zulassungsinhaber: Norbrook Laboratories Limited, NEWRY, Nordirland. Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig.

Loxicom 1,5 mg/ml / 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Hunde / Loxicom 0,5 mg/ml Suspension zum Eingeben für Katzen | Zusammensetzung: 1 ml enthält 1,5 mg Meloxicam / 0,5 mg Meloxicam. Sonstige Bestandteile: Natriumbenzoat, Glycerol, Povidon K30, Xanthangummi, Natriummonohydrogenphosphat-Dihydrat, Natriumdihydrogenphosphat-Dihydrat, Citronensäure, Simeticon Emulsion USP, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündung und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden und Katzen. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Irritationen und Hämorrhagien, Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren und Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht anwenden bei Hunden unter 6 Wochen. Zulassungsinhaber: Norbrook Laboratories Limited, NEWRY, Nordirland. Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig.

Loxicom 2,5 mg Kautabletten für Hunde | Zusammensetzung: Jede Kautablette enthält: 2,5 mg Meloxicam. Anwendungsgebiete: Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Hunden. Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei trächtigen oder laktierenden Tieren. Nicht anwenden bei Tieren mit gastrointestinalen Störungen wie Reizungen oder Blutungen, Funktionsstörungen von Leber, Herz oder Nieren sowie Blutgerinnungsstörungen. Nicht anwenden bei Hunden, die jünger als sechs Wochen sind oder weniger als 4 kg Körpergewicht haben. Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem aktiven Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile. Zulassungsinhaber: Norbrook Laboratories Limited, Newry, Nordirland. Abgabe: Rezept- und apothekenpflichtig.